





Cast-On

Individuelle Cast-On Abutments

Das individuelle Cast-On Abutment ermöglicht die prothetische Versorgung auch in denjenigen Fällen, in denen die Standard-Aufbaupfosten nicht verwendet werden können. Es besteht aus einer festen, nicht allergisierenden NEM-Legierungsbasis und einer ausbrennbaren Kunststoffhülse. Es ist sowohl für zementierte als auch für verschraubte Implantatversorgungen verwendbar.



Cast-On Abutments für LASAK BioniQ®

BioniQ QR/d3.9, mit Sechskant		2154.00
BioniQ QR/NI/d3.9, ohne Sechskant		2185.00
BioniQ QN/d3.8, mit Sechskant		2179.00
BioniQ QN/NI/d3.8, ohne Sechskant		2188.00




Cast-On Abutment für LASAK IMPLADENT®

IMPLADENT D3.7, mit Oktagon		1161.00
-----------------------------	---	---------



Cast-On Abutments kompatibel mit Astra Tech®

ATS 3.5/4.0, mit Rotationssicherung		9304.00
ATS 3.5/4.0, ohne Rotationssicherung		9318.00
ATS 4.5/5.0, mit Rotationssicherung		9305.00
ATS 4.5/5.0, ohne Rotationssicherung		9319.00



Cast-On Abutments kompatibel mit Nobel Biocare Conical Connection

NBA NP, mit Rotationssicherung		9312.00
NBA NP, ohne Rotationssicherung		9320.00
NBA RP, mit Rotationssicherung		9313.00
NBA RP, ohne Rotationssicherung		9321.00

Die Cast-On Abutments werden mit kompatiblen Basisschrauben geliefert.

Beim Festziehen der Basisschrauben folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers des jeweiligen Implantatsystems.

Cast-On Abutments kompatibel mit NobelReplace®



NBR NP, mit Rotationssicherung	9306.00
NBR NP, ohne Rotationssicherung	9322.00
NBR RP, mit Rotationssicherung	9300.00
NBR RP, ohne Rotationssicherung	9323.00
NBR WP, mit Rotationssicherung	9301.00
NBR WP, ohne Rotationssicherung	9324.00

Cast-On Abutments kompatibel mit Straumann® Bone Level



SBL NC, mit Rotationssicherung	9310.00
SBL NC, ohne Rotationssicherung	9325.00
SBL RC, mit Rotationssicherung	9311.00
SBL RC, ohne Rotationssicherung	9326.00

Cast-On Abutments kompatibel mit Straumann® synOcta®



SSO RN, mit Rotationssicherung	9302.00
SSO RN, ohne Rotationssicherung	9327.00
SSO WN, mit Rotationssicherung	9303.00
SSO WN, ohne Rotationssicherung	9328.00

Die Cast-On Abutments werden mit kompatiblen Basisschrauben geliefert.
 Beim Festziehen der Basisschrauben folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers des jeweiligen Implantatsystems.